



bienvenue à la famille skinVacious

Le système skinVacious pour la revitalisation de la peau embrasse une direction holistique pour le soin de la peau. Notre rouleau de peau eut l'effet d'un catalyseur d'exciter et préparer la peau. En vivifiant la peau avec le SERUM REVITALISANT, le processus se permet des éléments nutritifs de pénétrer plus efficacement, s'infiltrer et nourrir la peau. Notre HUILE VISAGE DE PROTECTION promouvoir une barrière lipidique saine, prévient la déshydratation, dépistage des toxines et agit comme une base pour la protection UV. L'ensemble du processus active des qualités de rajeunissement naturel du corps qui favorise une peau saine, forte et rayonnante ; la façon naturelle.

conseils pour la peau saine– ‘ the skinny ’

Une bonne et cohérente d'entretien de la peau ainsi que des choix de vie saine jouent un rôle intégral de nourrir la peau forte, prospère et radieuse. Dans le cadre de notre plan complète pour une peau plus saine, nous nous engageons à fournir utiles aperçus de soins de la peau, des conseils et astuces ; en plus de nos instructions du produit complètes et des informations. Nous savons comment la vie peut obtenir occupé ; il est agréable de recevoir des encouragements, le rappel de temps en temps, et peut-être même un peu bon vieux façonné “ fermeté affectueuse ” pour vous assurer que nous sommes tous consacrons suffisamment de temps pour notre peau ; la même peau qui protège et prend soin de nous. Et nous serons là pour aider notre communauté skinVacious chaque étape du chemin. S'il vous plaît prendre le temps d'enregistrer votre produit avec nous et commencer à recevoir notre bulletin d'information, THE SKINNY ; un digest électronique lié à tout soin de la peau.

Une peau saine commence aujourd'hui. Une peau saine commence avec vous ;)



www.skinvacious.com/registration

SUBMIT

GUIDE DE MODÈLE

Le rouleau skinVacious Personnel est conçu pour une utilisation quotidienne à domicile. Il existe deux types de rouleaux : le visage et les yeux/des lèvres. Le rouleau de la zone des yeux/des lèvres est une version mince pour permettre un meilleur accès à l'œil sous, le front et autour des lèvres. Ne pas rouler directement sur les paupières ou les lèvres. Le rouleau skinVacious Professionnel est conçu pour une utilisation clinique. Un praticien certifié effectue un traitement de la peau roulant skinVacious dans un milieu clinique.

comment utiliser le rouleau de peau

Nous vous recommandons d'effectuer les traitements dans la soirée. Les effets temporaires suivant les traitement vont diminuer au cours des heures et sera moins visible par le matin. Désinfectez votre rouleau de peau skinVacious avant la première utilisation et après chaque utilisation. Lavez-vous les mains et nettoyez soigneusement la peau en utilisant un produit de nettoyage naturel. Essayez la peau avec 70% d'alcool isopropylique pour désinfecter la peau.

Tenir le rouleau de peau skinVacious et utiliser seulement une légère pression. Permettez au rouleau de faire le travail – les aiguilles sont pointues donc la pression induite n'est pas nécessaire. Roulez le rouleau de peau skinVacious çà et là à travers la section étant roulée. Soulevant légèrement le rouleau à la fin de chaque course sera d'éviter les marques qui peuvent prendre un peu plus longtemps pour résoudre. Commencez roulant de la ligne médiane du visage à la fois dans le sens horizontal et traits verticaux : Soulevant légèrement le rouleau à la fin de chaque course. Travaillez en petites sections et étirez très doucement la peau pour créer une surface plane et lisse.

Roulez le rouleau de peau skinVacious verticalement puis horizontalement sur toute la surface à traiter. Roulez chaque section 6 à 10 fois tant horizontalement que verticalement. Selon les contours du visage, on peut légèrement ajustée et utiliser à différents angles pour couvrir les différentes zones du visage. Ne pas utiliser le rouleau de peau skinVacious sur les lèvres ou les paupières. Lorsque vous travaillez au-dessous des yeux, roulez lentement et vers l'extérieur. Doucement baissez la peau légèrement pour qu'il repose sur l'os de joue.

Appliquer les produits de soins de la peau skinVacious immédiatement après le traitement.

Nettoyez et désinfectez votre rouleau de peau skinVacious. Cesser d'utiliser si vous laissez tomber ou cogner votre rouleau de peau skinVacious - Le jeter. Les aiguilles auront probablement subi des dommages. Il est important de ne pas utiliser un rouleau endommagé sur la peau.

les avantages de rouleau de peau

Améliore l'apparence générale de la peau | Améliore l'apparence des rides et ridules | Améliore l'apparence de tonus de la peau et la texture | Diminue l'apparence des pores dilatés | Diminue l'apparence des dommages causés par le soleil | Diminue l'apparence de pigmentation | Diminue l'apparence des cicatrices | Améliore l'apparence de la rosacée | Améliore l'apparence des rides des pattes d'oie | Diminue les poches au-dessous des yeux | Réduit la congestion et diminue des éruptions d'acné | Augmente la pénétration des produits de soins de la peau | Stimule la peau saine et dynamique

résultats

Les résultats sont visibles immédiatement après le traitement. La peau apparaît saine, pleine de vie et radieuse. Les effets de cette technique sont cumulatifs en nature; l'amélioration continue peut-être prévu comme le corps est habitué à la routine et régénérer les couches de la peau le plus souvent avec une vitalité accrue. Plus que nous activons la biologie naturelle dans nos corps, le plus efficace il peut y avoir à l'égard de rajeunissement naturel.

un mot sur les produits de soins de la peau

Nous recommandons fortement d'utiliser des produits de soin skinVacious (sérum et huiles) avec notre système de peau roulant, car ils sont spécialement formulés pour pénétrer dans la peau et laisser infuser les couches de peau avec les nutriments naturels notre peau a besoin. Le processus de laminage augmente la porosité de la peau et d'autres produits peuvent contenir des produits chimiques non biologiques pour les peaux à l'état naturel.

post-soins

La peau est plus absorbant 30 minutes après le traitement. Appliquer le skincare skinVacious immédiatement après le traitement. L'utilisation d'intervalle peut être de deux fois par semaine à une utilisation quotidienne. Commencez lentement à utiliser une ou deux fois par semaine et d'accroître à partir de là.

conseils et suggestions

Soyez patient et commencer lentement jusqu'à ce que vous soyez habitué à l'utilisation du rouleau de peau skinVacious. Le rouleau de peau skinVacious a de petites micro-aiguilles qui seront ternes au cours du temps avec l'utilisation. Nous recommandons de remplacer votre rouleau environ tout les 8 à 12 mois en fonction de la taille de la zone de traitement et la fréquence d'utilisation. Toujours utiliser un rouleau pointu sur votre peau. Utilisez notre soin de la peau naturelle skinVacious qui et spécialement formulé pour soutenir votre traitement. Utilisez uniquement un soin naturel de la peau, le maquillage minéral et la protection solaire naturel avec une SPF 30.



nettoyage de votre rouleau de peau

Placez un tampon démaquillant dans le fond d'une petite tasse. Le tampon est là pour amortir et protéger les aiguilles contre les dommages en appuyant directement sur le verre.

- (a) remplir d'alcool 70% de sorte que les aiguilles sont immergés
ou
(b) remplir avec l'eau de sorte que les aiguilles sont immergés. Placez un comprimé nettoyant pour dentier dans l'eau et laissez le rouleau de peau skinVacious.

Permettre au rouleau de peau skinVacious de tremper pendant 20 minutes. Retirez de la solution, rincez à l'eau chaude, placez dans le cas de sécher. Une fois complètement sec, couvrir avec le couvercle et se conservent jusqu'au traitement suivant.



(Avis Important ! – Lisez avant utilisation)

Les patients ayant une condition médicale, une condition de peau ou qui utilise un médicament prescrit devraient consulter leur médecin ou un dermatologue avant d'utiliser ce système.

les contre-indications

Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement | Ne pas utiliser sur un cancer de la peau | Ne pas utiliser si vous avez VIH, Hépatites ou Diabète sans la supervision d'un médecin | Ne pas utiliser si vous avez un trouble de coagulation ou de prenez un médicament anticoagulant | Ne pas utiliser si vous êtes prédisposés à des cicatrices chéloïdes | Ne pas utiliser si vous avez pris Accutane dans les 12 derniers mois | Ne pas utiliser si vous prenez des médicaments qui provoquent la photosensibilité | Ne pas utiliser sur les zones où un médicament topique est appliqué | Ne pas utiliser sur des grains de beauté ou des verrues soulevées | Ne pas utiliser sur les lèvres ou les paupières | Ne pas utiliser sur une plaie ouverte, la peau cassée, les gales, saignement cutané ou les ampoules | Ne pas utiliser sur les boutons de fièvre (feu sauvage) ou les zones prédisposées aux boutons de fièvre | Ne pas utiliser sur l'acné inflammatoire ou papulo-pustuleux | | Ne pas utiliser sur les éruptions cutanées, l'eczéma ou le psoriasis, la rosacée nodulaire, les infections contagieuses de la peau ou des infections fongiques | Ne pas utiliser après la microdermabrasion, la toxine botulique, les injections de produit de comblement, IPL, peeling chimique ou la chirurgie esthétique jusqu'à l'inflammation de ces traitements a résolu | Ne pas utiliser sur la peau brûlée jusqu'à ce que le problème soit résolu | Cesser l'utilisation de lotion autobronzante, vitamine C, vitamine A, AHA et BHA 10 jours avant et après le traitement | Ne partagez pas votre rouleau de peau skinVacious - pour un usage personnel seulement | Ne pas utiliser sur les enfants | Cesser d'utiliser si vous laissez tomber ou cogner votre rouleau de peau skinVacious - Le jeter. Les aiguilles auront probablement subi des dommages. Il est important de ne pas utiliser un rouleau endommagé sur la peau | Si une irritation prolongée commence, cesser l'utilisation | Si vous avez une réaction indésirable au-delà de ce qui est attendu, consulter un médecin

skinVacious.com

